

CAMA HILLROOM ADVANTA



MARCA	HILLROOM
MODELO	ADVANTA
DIMENSIONES	199.4 cm - 231 cm x 91 cm - 108.6 cm
BASE	PLACA COMPLETA FABRICADA DE ACERO
POSICIONES	5 POSICIONES
MOTORES	4 MOTORES
ALTURA MINIMA	43.18 CM
ALTURA MAXIMA	76 CM
TRENDENLEMBURG/ANTI TRENDELEMBURG	-15° a +10°
INCLINACIÓN RESPALDO	0-65°
INCLINACIÓN RODILLAS	0-35°
SOPORTE MAX EN KG.	250 KG
APLICACIONES	PACIENTES, HOSPITALES GRANDES, PARA RECUPERACIÓN U HOSPITALIZACIÓN.
CARACTERISTICAS OPCIONALES	-CUENTA CON BASCULA INTEGRADA -RCP CON UN BOTON -BLOQUEO CENTRAL DE LAS 4 RUEDAS

- ✓ Controles de posicionamiento accesible para el paciente.
- ✓ Está equipado con el frenado de 4 ruedas y la dirección 2 ruedas.
- ✓ El sistema de dirección 2 ruedas bloquea ambas ruedas extremo de los pies en una posición recta para un transporte más fácil.
- ✓ 1 Año de garantía

