

CAMA HILLROOM AFFINITY SERIES



MARCA	HILLROOM
MODELO	AFFINITY SERIES
DIMENSIONES	231 X 91 CM
BASE	PLACA COMPLETA FABRICADA DE ACERO
POSICIONES	4 POSICIONES
MOTORES	4 MOTORES
ALTURA MINIMA	56 CM
ALTURA MAXIMA	97 CM
TRENDELEMBURG/A NTI TRENDELEMBURG	8°
INCLINACIÓN RESPALDO	0-63°
INCLINACIÓN RODILLAS	0-15°
SOPORTE MAX EN KG.	227 kg
APLICACIONES	HOSPITALES GRANDES QUE CUENTEN CON EL ÁREA DE GINECOLOGÍA
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES	BOTON UNICO DE TRENDELEMBURG LIBERADOR DE RCP BACKUP MANUAL RECIPIENTE PARA LIQUIDOS CAMA DISEÑADA ESPECIAL PARA EL DESCANSO Y PARA PACIENTES EN EL PROCESO DE EXPULSION

- ✓ Cuatro ruedas giratorias con doble freno para mantener la cama inmóvil con total seguridad.
- ✓ La sección pies se bloquea de manera fácil y segura en su posición.
- ✓ 1 Año de garantía

