


CAMA ELÉCTRICA GO BED



- ✓ Proveen mayor seguridad para el paciente.
- ✓ Su arquitectura le ofrece la flexibilidad de elegir cualquier colchón.
- ✓ Sistema patentado de prevención de caídas Chaperone.
- ✓ ruedas con gran movilidad y maniobrabilidad de la quinta rueda reducen su esfuerzo físico.
- ✓ 1 Año de garantía

Segura, Simple y con Mayor Movilidad.



DOCUMENTO ELABORADO POR 

MARCA	STRYKER
MODELO	GO BED
DIMENSIONES	240.34 CM X 101.6 CM
BASE	PLACA COMPLETA FABRICADA DE ACERO
POSICIONES	5 POSICIONES
MOTORES	5 MOTORES
ALTURA MINIMA	36.8 CM
ALTURA MAXIMA	73.7 CM
TRENDENLEMBURG/ANTI TRENDELEMBURG	-14° a +14° ± 2°
INCLINACION RESPALDO	0° a 60°
INCLINACION RODILLAS	0° a 28°
SOPORTE MAX EN KG.	227 kg
APLICACIONES	PACIENTES, HOSPITALES GRANDES. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS INTERMEDIO
CARACTERISTICAS OPCIONALES	-SISTEMA DE BÁSCULA INTEGRADO A LA CAMA -SISTEMA CHAPERONE PARA PREVENCIÓN DE CAÍDAS -LIBERADOR CPR