

CAMA ELÉCTRICA MPS-3000



MARCA	STRYKER
MODELO	MPS-3000
DIMENSIONES	236 CM x 89 CM
BASE	PLACA COMPLETA FABRICADA DE ACERO
POSICIONES	6 POSICIONES
MOTORES	5 MOTORES
ALTURA MINIMA	46 CM
ALTURA MAXIMA	76.2 CM
TRENDENLEMBURG /ANTI TRENDELEMBURG	-12° a +12° ± 1°
INCLINACION RESPALDO	0° a 60°
INCLINACION RODILLAS	0° a 40°
SOPORTE MAX EN KG.	227 kg
APLICACIONES	PACIENTES, HOSPITALES GRANDES, PARA RECUPERACIÓN U HOSPITALACIÓN.
SILLA CARDIACA	SI
CARACTERISTICAS OPCIONALES	-LIBERADOR CPR - CONTROL DE BLOQUEO DE FUNCIONES ELECTRÓNICAS -SISTEMA DE FRENOS DE CUATRO RUEDAS CON ANILLO DE ACERO CON PEDALES DE ACTIVACIÓN UBICADOS EN EL CENTRO.

- ✓ Cuenta con características como marco retractable, freno central y controles en los barandales.
- ✓ Cama que combina ingeniería práctica y tecnología inteligente para satisfacer las necesidades del paciente.
- ✓ 1 Año de garantía

