

## CAMA ELÉCTRICA SECURE 3002



DOCUMENTO ELABORADO POR 

<b>MARCA</b>	<b>STRYKER</b>
<b>MODELO</b>	<b>SECURE 3002</b>
DIMENSIONES	236 CM x 105 CM
BASE	PLACA COMPLETA FABRICADA DE ACERO
POSICIONES	6 POSICIONES
MOTORES	5 MOTORES
ALTURA MINIMA	41 CM
ALTURA MAXIMA	76 CM
TRENDENLEMBURG/ANTI TRENDELEMBURG	-12° a +12° ± 1°
INCLINACION RESPALDO	0° a 60°
INCLINACION RODILLAS	0° a 40°
SOPORTE MAX EN KG.	228 kg
APLICACIONES	PACIENTES, HOSPITALES GRANDES, PARA RECUPERACIÓN U HOSPITALACIÓN.
SILLA CARDIACA	SI
CARACTERISTICAS OPCIONALES	-LIBERADOR CPR - CONTROL DE BLOQUEO DE FUNCIONES ELECTRÓNICAS -SISTEMA DE FRENOS DE CUATRO RUEDAS CON ANILLO DE ACERO CON PEDALES DE ACTIVACIÓN UBICADOS EN EL CENTRO.

- ✓ La arquitectura abierta permite la flexibilidad de elegir cualquier superficie de descanso.
- ✓ Minimiza el esfuerzo necesario para el transporte del paciente fomentando al mismo tiempo la postura ergonómica correcta.
- ✓ Posición lateral Intermedio para asistencia con entrada y salida del paciente.
- ✓ Seguimiento constante del centro de gravedad del paciente.
- ✓ 1 Año de garantía



DOCUMENTO ELABORADO POR 