

## CAMA ELÉCTRICA VERSACARE



DOCUMENTO ELABORADO POR 

**MARCA** HILLROOM

**MODELO** VERSACARE

DIMENSIONES	210 -246 X 94 -102 CM
BASE	PLACA COMPLETA FABRICADA DE ACERO
POSICIONES	6 POSICIONES
MOTORES	5 MOTORES
ALTURA MINIMA	33 CM
ALTURA MAXIMA	76.2 CM
TRENDENLEMBURG/ANTI TRENDELEMBURG	-15° a +10°
INCLINACIÓN RESPALDO	0-60°
INCLINACIÓN RODILLAS	0-16°
SOPORTE MAX EN KG.	249 KG
APLICACIONES	PACIENTES, HOSPITALES GRANDES. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
SILLA CARDIACA	SI
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES	-MECANISMO DE LONGITUD AJUSTABLE FLEXAFOOT. -SISTEMA LOWCHAIR PARA SEGURIDAD DEL PACIENTE. -CONTROLES DE PIE HANDSFREE. -SISTEMA DE MONITOREO DE SALIDA DE CAMA CON ALGORITMOS DE DETECCIÓN DE TRES NIVELES. -SISTEMA DE BÁSCULA.

- ✓ Esta cama cuenta con un sistema de múltiples características y ofrece las últimas innovaciones en camas para pacientes.
- ✓ Permite dar terapias efectivas a heridas, y al mismo tiempo mejora la seguridad tanto de los pacientes como la del personal a cargo.
- ✓ La cama Versacare está diseñado para ser capaz de ajustar la altura, incluyendo las posiciones bajas, para ayudar a hacer más fácil para los pacientes para entrar y salir de la cama.
- ✓ 1 Año de garantía

DOCUMENTO ELABORADO POR 

