


CAMILLA TranStar



- ✓ Quinta rueda para mejor desplazamiento.
- ✓ Freno centralizado
- ✓ Barandales Abatibles
- ✓ Hidráulica
- ✓ Fabricado con materiales resistentes al impacto.
- ✓ Parachoques en las 4 esquinas.
- ✓ 1 Año de garantía

MARCA	HILLROOM
MODELO	TranStar
<small>DOCUMENTO ELABORADO POR </small>	
DIMENSIONES	210 X 67 CM
POSICIONES	4 POSICIONES
ALTURA MINIMA	71 CM
ALTURA MAXIMA	81 CM
TRENDENLEMBURG/ANTI TRENDELEMBURG	±18°
INCLINACION RESPALDO	0° a 90°
INCLINACION PIERNAS	0° a 25°
QUINTA RUEDA	SI
SOPORTE MAX EN KG.	227 kg
RADIOLUCIDA	OPCIONAL
APLICACIONES	EMERGENCIAS Y TRASLADOS ENTRE LOS DIFERENTES SERVICIOS
CARACTERISTICAS OPCIONALES	SISTEMA CENTRAL DE FRENADO DE LAS 4 RUEDAS, 4 RECEPTACULOS DE IV, RECEPTOR PARA COLOCAR UN TANQUE DE OXIGENO, BANDEJA PARA INSTRUMENTAL.

Segura, Simple y con Mayor Movilidad.



DOCUMENTO ELABORADO POR 