

CUNA DE CALOR RADIANTE V-505



- ✓ Blender para terapia de oxígeno.
- ✓ Aparato de succión de fluidos.
- ✓ SpO2 y Ritmo cardiaco (opcional).
- ✓ Cabezal con giro radial y lateral.
- ✓ Bacinete radiolucido.
- ✓ Incluye sensor de piel, colchón.
- ✓ Existencia de equipo refurbished.
- ✓ Entrega Inmediata.
- ✓ Garantía de 1 año.

DOCUMENTO ELABORADO POR 

MARCA	ATOM
MODELO	V-505
DIMENSIONES EMPAQUE	187 x 62.5 x 100 CM
PESO DE LA UNIDAD	113 KG
MODOS DE CONTROL	MANUAL Y MODO BEBE
CONTROL	POR MICRO PROCESADOR
RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA MODO BEBE	30° C - 45° C
PRECISION DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE LA PIEL	±0.3° C
TRENDELEMBURG	±12°
COLCHON	ESPUMA
TEMPORIZADOR DE APAGAR	SI
INDICADORES DE ALARMA	TEMPERATURA ALARMA DE DESVIACION ALARMA DE FALLA DE SENSOR ALARMA DE FALLA DE ALIMENTACION ALARMA DE AJUSTE ALARMA DE REVISION
BACINETE	4 BARANDALES ABATIBLES Y 3 PASACABLES
CALEFACTOR	CON LUZ DE EXPLORACION
PANTALLA	LCD DE SEGMENTOS
RUEDAS	2 CON FRENO
CAJONES	2 CAJONES
ALTURA AJUSTABLE	SI
RANGO DE OPERACIÓN	34° C - 38° C
CONECTOR RS232	SI
ENERGIA	AC 110 V /60HZ - 500W

DOCUMENTO ELABORADO POR 



¡EL MEJOR CUIDADO PARA UNA NUEVA VIDA!