

## CUNA DE CALOR RADIANTE BABY THERM




- ✓ Para cuidados normales y intensivos.
- ✓ Terapia térmica con la combinación de radiador térmico y de la calefacción de colchón.
- ✓ Estabilización térmica con la calefacción de colchón.
- ✓ Incluye sensor de piel, colchón.
- ✓ Existencia de equipo refurbished.
- ✓ Entrega Inmediata.
- ✓ Garantía de 1 año.

DOCUMENTO ELABORADO POR 

MARCA	DRAGER
MODELO	BABY THERM
DIMENSIONES EMPAQUE	75 x 49 CM
PESO DE LA UNIDAD	120 KG
MODOS DE CONTROL	MANUAL Y MODO BEBE.
CONTROL	POR MICRO PROCESADOR
RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA MODO BEBE	15° C - 42° C
PRECISION DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE LA PIEL	±0.1° C
TRENDELEMBURG	20° /-15°
CASSETTE DE RAYOS X COLCHON	CHAROLA PORTA CHASIS GEL O ESPUMA
INDICADORES DE ALARMA	TEMPERATURA ALARMA DE DESVIACION ALARMA DE FALLA DE SENSOR ALARMA DE FALLA DE ALIMENTACION ALARMA DE AJUSTE ALARMA DE REVISION
BACINETE	CON 4 BARANDALES ABATIBLES Y 6 PASACABLES
CALEFACTOR	ABATIBLE A 90° CON LUZ DE EXPLORACION (30W) Y NOCTURNA (9w)
FOTOTERAPIA	9.5 W/m <sup>2</sup> (OPCIONAL)
PANTALLA	LCD DE SEGMENTOS
SOPORTES	1 SOPORTE PARA MONITOR O BOMBA
RUEDAS	4 CON FRENO
CAJONES	4 CAJONES
ALTURA AJUSTABLE	295 MM
RANGO DE OPERACIÓN	35° C - 38.5° C
CONECTOR RS232	SI
ENERGIA	AC 110 V /60HZ - 600W



DOCUMENTO ELABORADO POR 

**¡EL MEJOR CUIDADO PARA UNA NUEVA VIDA!**