

CUNA DE CALOR RADIANTE IWS 4400



MARCA MODELO

DATEX OHMEDA IWS 4400

DOCUMENTO ELABORADO POR 

DIMENSIONES EMPAQUE	203 X 76 X 114 CM
PESO DE LA UNIDAD	91 KG
MODOS DE CONTROL	PRE CALENTAMIENTO, MANUAL Y MODO BEBE
CONTROL	POR MICRO PROCESADOR
RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA MODO BEBE	30°C to 42°C
PRECISION DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE LA PIEL	±0.1°C
TRENDELEMBURG	±10°
CASSETTE DE RAYOS X	CHAROLA PORTA CHASIS
COLCHON	ESPUMA
TEMPORIZADOR DE APAGAR	SI, EN INTERVALOS DE 5 MIN
INDICADORES DE ALARMA	TEMPERATURA ALARMA DE DESVIACION ALARMA DE FALLA DE SENSOR ALARMA DE FALLA DE ALIMENTACION ALARMA DE AJUSTE ALARMA DE REVISION
BACINETE	4 BARANDALES ABATIBLES Y RANURAS PARA CABLES
CALEFACTOR	ABATIBLE 90° A LA DER, CON LUZ DE EXPLORACION
PANTALLA	LCD DE SEGMENTOS
SOPORTES	CON RIELES PARA COLOCAR SOPORTES
PORTAVENOCLISIS	OPCIONAL
RUEDAS	2 CON FRENO
CAJONES	3 CAJONES
ALTURA AJUSTABLE	183 - 203 CM
RANGO DE OPERACIÓN	35°C to 37.5°C
CONECTOR RS232	SI
ENERGIA	AC 110 V /60HZ - 600W

- ✓ Cabezal con giro lateral de 90° para facilitar la toma de rayos X.
- ✓ Bacinete radiolucido.
- ✓ Incluye sensor de piel, colchón.
- ✓ Existencia de equipo refurbished.
- ✓ Entrega Inmediata.
- ✓ Garantía de 1 año.



**¡EL MEJOR CUIDADO PARA
UNA NUEVA VIDA!**