


CUNA DE CALOR RADIANTE 3400



- ✓ Cabezal con giro lateral de 90° para facilitar la toma de rayos X.
- ✓ Bacinete radiolucido.
- ✓ Incluye sensor de piel, colchón.
- ✓ Existencia de equipo refurbished.
- ✓ Entrega Inmediata.
- ✓ Garantía de 1 año.

DOCUMENTO ELABORADO POR 

MARCA	DATEX OHMEDA
MODELO	3400
DIMENSIONES EMPAQUE	185 X 62 X 100 CM
PESO DE LA UNIDAD	95.2 KG
MODOS DE CONTROL	MANUAL Y MODO BEBE
CONTROL	POR MICRO PROCESADOR
RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA MODO BEBE	22°C to 42°C
PRECISION DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE LA PIEL	±0.3°C
TRENDELEMBURG	±10°
CASSETTE DE RAYOS X	CHAROLA PORTA CHASIS
COLCHON	ESPUMA
TEMPORIZADOR DE APAGAR	SI EN INTERVALOS DE 5 MIN
INDICADORES DE ALARMA	TEMPERATURA ALARMA DE DESVIACION ALARMA DE FALLA DE SENSOR ALARMA DE FALLA DE ALIMENTACION ALARMA DE AJUSTE ALARMA DE REVISION
BACINETE	4 BARANDALES ABATIBLES Y RANURAS PARA CABLES
CALEFACTOR	ABATIBLE 90° A LA IZQUIERDA, CON LUZ DE EXPLORACION
PANTALLA	LCD DE SEGMENTOS
SOPORTES	CON RIELES PARA COLOCAR SOPORTES
RUEDAS	2 CON FRENO
CAJONES	3 CAJONES
ALTURA AJUSTABLE	185
RANGO DE OPERACIÓN	35°C to 37.5°C
CONECTOR RS232	SI
ENERGIA	AC 110 V /60HZ - 540W



DOCUMENTO ELABORADO POR 

¡EL MEJOR CUIDADO PARA UNA NUEVA VIDA!