

CUNA DE CALOR RADIANTE PANDA OHIO 3300



- ✓ Cabezal con giro lateral de 90° para facilitar la toma de rayos X.
- ✓ Bacinete radiolucido.
- ✓ Incluye sensor de piel, colchón.
- ✓ Existencia de equipo refurbished.
- ✓ Entrega Inmediata.
- ✓ Garantía de 1 año.

DOCUMENTO ELABORADO POR 

MARCA	DATEX OHMEDA
MODELO	PANDA OHIO 3300
DIMENSIONES EMPAQUE	185 X 100 X 62 CM
PESO DE LA UNIDAD	95.2 KG
MODOS DE CONTROL	MANUAL Y MODO BEBE
CONTROL	POR MICRO PROCESADOR
RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA MODO BEBE	22° C - 42° C
PRECISION DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE LA PIEL	±0.3° C
TRENDELEMBURG	±10°
CASSETTE DE RAYOS X	CHAROLA PORTA CHASIS
COLCHON	ESPUMA
TEMPORIZADOR DE APAGAR	SI, EN INTERVALOS DE 5 MIN
INDICADORES DE ALARMA	TEMPERATURA ALARMA DE DESVIACION ALARMA DE FALLA DE SENSOR ALARMA DE FALLA DE ALIMENTACION ALARMA DE AJUSTE ALARMA DE REVISION
BACINETE	4 BARANDALES ABATIBLES
CALEFACTOR	ABATIBLE 90° A LA DER, CON LUZ DE EXPLORACION
PANTALLA	LCD DE SEGMENTOS
SOPORTES	CON RIELES PARA COLOCAR SOPORTES
RUEDAS	2 CON FRENO
CAJONES	3 CAJONES
ALTURA AJUSTABLE	-
RANGO DE OPERACIÓN	35° C - 37.5° C
CONECTOR RS232	SI
ENERGIA	AC 110 V /60HZ - 500W



DOCUMENTO ELABORADO POR 

¡EL MEJOR CUIDADO PARA UNA NUEVA VIDA!