


ELECTROCAUTERIO EXCALIBUR PLUS



MARCA	CONMED
MODELO	EO - EXC
DOCUMENTO ELABORADO POR 	
DIMENSIONES	15.9 cm x 40.4 cm x 57.8 cm
PESO	18.5 kg
POTENCIA MAX	300W
MONOPOLAR	300W
BIPOLAR	50W
COAGULACION	120W
MODOS	- Corte Puro 300W - Corte Blend1 180W - Corte Blend2 120W - Corte Blend3 80W - Standard Coag 120W - Spray Coag 80W - Bipolar (Corte) 50W - Bipolar (Coag) 50W
ALARMAS VISUALES/AUDIBLES	SI/SI

- ✓ Sistema de monitoreo de calidad de contacto de la placa de retorno (ARM)
- ✓ Base rodable.
- ✓ Pedal monopolar y bipolar.
- ✓ Existencia de equipo refurbished.
- ✓ 1 Año de garantía




DOCUMENTO ELABORADO POR 

¡CALIDAD PARA LA SALUD!