

## INCUBADORA C2000



### MARCA MODELO

DIMENSIONES	120.6 X 140 X 75 CM
PESO DE LA UNIDAD	95.5 KG
MODOS DE CONTROL	PRE CALENTADO, MODO AIRE Y MODO BEBE
CONTROL	POR MICRO ORDENADOR
RANGO DEL CALENTADOR	0 - 100% EN INCREMENTOS DE 10%
RANGO DE TEMPERATURA DEL AIRE	20° - 37 °C
RANGO DE TEMPERATURA DEL BEBE	34° - 37 °C
RANGO DE TEMPERATURA VARIACION DE LA TEMPERATURA	37° - 38° C ≤0.5°C
PANTALLA	LCD
CASSETTE DE RAYOS X	SI
TRENDELENBURG	≤12°
BASCULA	De 0 a 7 kg , 2 g ± 1/2 , 2 kg , 5 g ± 1/2 dígito más de 2 kg, RES , 1 g
COLCHON	SI (POLIURETANO)
CAPACETE	ACRILICO CON 6 PORTILLOS Y 2 DE TIPO IRIS EN LOS COSTADOS
PORTA CANULAS	10
INDICADORES DE ALARMA LAS MAS COMUNES	ALARMA DE FALLA DE ALIMENTACION ALARMA DE FALLA DE SENSOR ALARMA DE FALLA DE ALTA DESVIACION ALARMA DE FALLA DE BAJA DESVIACION ALARMA DE FALLA DE SOBRETENPERATURA ALARMA DE FALLA DE MOTOR DEL VENTILADOR
RUIDO INTERNO DEL CAPACETE	< 49 dBA
CONCENTRACION DEL CO2 EN EL CAPACETE	0.5%
CAJONES	SI
ALTURA AJUSTABLE	SI
ENERGIA	AC110-120V, 50/60Hz, 450W

DOCUMENTO ELABORADO POR 

### DRAGER C2000

- ✓ Puertas de acceso doble.
- ✓ Tendencias de datos de 24 horas.
- ✓ Sistema de termorregulación avanzado, controlado por el algoritmo de Dräger's PID, mantiene al bebé en un ambiente estable.
- ✓ Existencia de equipo refurbished.
- ✓ Entrega inmediata.
- ✓ Garantía de 1 año.

DOCUMENTO ELABORADO POR 



**¡TECNOLOGÍA VIGENTE AL MEJOR PRECIO!**

