

MESA DE CIRUGÍA AlphaMaxx



MARCA	MAQUET
MODELO	AlphaMaxx
DIMENSIONES DE LA MESA	530 CM (ANCHO) , LARGO ADAPTABLE
MATERIAL	ACERO INOXIDABLE (CrNi)
COLCHÓN	MEMORY FOAM 80 CM
ALTURA MINIMA	59 CM
ALTURA MAXIMA	105 CM
TRENDENLEMBURG/ANTI TRENDELEMBURG	+30°/-30°
INCLINACION LATERAL	20°
AJUSTE DE LA PLACA DE ESPALDA	-40°/80°
AJUSTE DE LA PLACA DE LA PIERNA (ARRIBA /ABAJO)	-80°/90°
INCLINACION PLACA DE CABEZA (ARRIBA/ABAJO)	+45°/-45°
AJUSTE DE LA PLACA DE LA PIERNA AFUERA	90°
MOVIMIENTO DESLIZABLE	46 CM
SOPORTE MAX EN KG.	450 KG
RADIOLUCIDA	SI
APLICACIONES	CIRUGIA CARDIOVASCULAR, UROLOGICA, ORTOPEdia, COLOPROCTOLOGIA, GINECOLOGIA, CIRUGIA GENERAL, MINIMA INVASION, COLUMNA, ARCO EN C, NEUROCIRUGIA, ETC.

- ✓ Soporta cargas extremas en todas las posiciones.
- ✓ Acceso fácil para arco en C con desplazamiento longitudinal de hasta 46cm.
- ✓ Módulos insertables Easy Click para adaptar la mesa a distintas tallas.
- ✓ Placas de piernas se ajustan de forma individual o juntas.
- ✓ Mecanismo de separación de placas para piernas.
- ✓ Garantía de 1 año.

