

## MESA DE CIRUGÍA AlphaStar



<b>MARCA</b>	<b>MAQUET</b>
<b>MODELO</b>	<b>Alphastar</b>
DIMENSIONES DE LA MESA	210 (1810) X 52 CM
MATERIAL	ACERO INOXIDABLE (CrNi)
COLCHÓN	MEMORY FOAM 80 MM
ALTURA MINIMA	685 MM
ALTURA MAXIMA	1070 MM
TRENDELEMBURG/ANTI TRENDELEMBURG	+30°/-30°
INCLINACION LATERAL	18°
AJUSTE DE LA PLACA DE ESPALDA	-25°/68°
AJUSTE DE LA PLACA DE LA PIERNA (ARRIBA /ABAJO)	-85°/105°
MOVIMIENTO DESLIZABLE	NO, PERO ES MODULAR Y PUEDE ACCEDER EL ARCO EN C
SOPORTE MAX EN KG.	450 /270 KG
RADIOLUCIDA	SI
APLICACIONES	CIRUGIA CARDIOVASCULAR, UROLOGICA, ORTOPEDIA, COLOPROCTOLOGIA, GINECOLOGIA, CIRUGIA GENERAL, MINIMA INVASION, COLUMNA, ARCO EN C, NEUROCIRUGIA, ETC.

- ✓ Soporta cargas extremas en todas las posiciones.
- ✓ Acceso fácil para arco en C con desplazamiento longitudinal
- ✓ Placas de piernas se ajustan de forma individual o juntas.
- ✓ Mecanismo de separación de placas para piernas.
- ✓ Garantía de 1 año.

