



MESA DE CIRUGÍA 3500



DOCUMENTO ELABORADO POR 

MARCA	SKYTRON
MODELO	3500
DIMENSIONES DE LA MESA	2095 X 500 MM
MATERIAL	ACERO INOXIDABLE (CrNi)
COLCHÓN	MEMORY FOAM 80 MM
ALTURA MINIMA	710 MM
ALTURA MAXIMA	990 MM
TRENDELEMBURG/ANTI TRENDELEMBURG	-20°/-20°
INCLINACION LATERAL	20°
ELEVACION DE PUENTE DE RIÑON	SI
MOVIMIENTO DESLIZABLE	NO, EL DISEÑO ES ESPECIAL PARA ARCO EN C
SOPORTE MAX EN KG.	226 KG
RADIOLUCIDA	SI
BATERIA	NO
APLICACIONES	CIRUGIA VASCULAR Y CARDIOVASCULAR

- ✓ Soporta cargas extremas en todas las posiciones. DOCUMENTO ELABORADO POR 
- ✓ Acceso fácil para arco en C con desplazamiento longitudinal manual de hasta 30cm.
- ✓ Incluye piernas, clamps, arco de anestesia y colchones
- ✓ Superficie Radiolúcida.
- ✓ Garantía de 1 año.



DOCUMENTO ELABORADO POR 



**¡LO MEJOR PARA SU
QUIROFANO!**