

MESA DE CIRUGÍA ELITE 6000



MARCA	SKYTRON
MODELO	ELITE 6000
DIMENSIONES DE LA MESA	1095 X 508 MM
MATERIAL	ACERO INOXIDABLE (CrNi)
COLCHÓN	MEMORY FOAM 80 MM
ALTURA MINIMA	710 MM
ALTURA MAXIMA	1143 MM
TRENDENLEMBURG/ANTI	+30°/-30°
TRENDELEMBURG	
INCLINACION LATERAL	+30°/-30°
AJUSTE DE LA PLACA DE	+90°/-30°
ESPALDA	
AJUSTE DE LA PLACA DE LA	0/110°
PIERNA (ARRIBA /ABAJO)	
INCLINACION PLACA DE	-5°/+90°
CABEZA (ARRIBA/ABAJO)	
AJUSTE DE LA PLACA DE LA	120°
PIERNA AFUERA	
ELEVACION DE PUENTE DE	NO
RIÑÓN	
MOVIMIENTO DESLIZABLE	NO
SOPORTE MAX EN KG.	180 KG
RADIOLUCIDA	SI
BATERIA	NO
APLICACIONES	CIRUGIA GENERAL, ORTOPEDIA BASICA, GINECOLOGIA, UROLOGIA, NEUROCIROLOGIA, CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO, MINIMA INVASION, ETC.

- ✓ Soporta cargas extremas en todas las posiciones.
- ✓ Incluye piernas, clamps, arco de anestesia y colchones
- ✓ Mesa para su uso en diferentes especialidades.
- ✓ Superficie Radiolúcida.
- ✓ Garantía de 1 año.

