

## BACINETE PARA UNIDAD NEONATAL



DOCUMENTO ELABORADO POR 

- Bacinete con sistema neumático para su operación
- Chasis fabricado en plástico ABS con compartimiento para pertenencias del paciente.
- Altura ajustable de 78 a 95 cm por medio de pistón neumático.
- Trendelenburg de 10° por medio de pistón neumático.
- Trendelenburg inverso de 8° por medio de pistón neumático.
- Ruedas de 10 cm de diámetro y freno en dos de ellas
- Colores disponibles: verde, azul y rosa